

# Aborttikudoksen dissektiotutkimus

## 4034 Ts-Abortti

### Patologia

#### Tiedustelut

**Tekniikka:**

014 269 1453 Obduktiopreparaattori

**Vastaukset:**

014 2691540 Osastonsihteerit

#### Indikaatio

Tutkimusta käytetään silloin, kun halutaan obduktiota vastaava dissektiotutkimus pienestä sikiöstä.

#### Näyte

Sikiö, joka painaa 200-500 g ja/tai raskauden kesto on yli 12 viikkoa, mutta alle 22 viikkoa. (Valviran luvalla keskeytetyt saavat olla yli 500 g tai 22 viikkoa).

Kun raskauden kesto on alle 12 viikkoa, lähetteeseen merkitään näytetyypiksi 4056 Ts-PAD-3, näyte käsitellään kuitenkin alla olevan ohjeen mukaan.

#### Näytteen käsittely

Sikiö ja istukka toimitetaan obduktio-osastolle erillään esim. omissa kaarimaljoissa, jotta sikiö ei ole ylimääräisessä nesteessä säilytyksen aikana. Kaarimaljat pakataan yhteen nesteen pitävään pakkaukseen. Pakkaukseen laitetaan tunnistetiedot ja keltavalkoinen erityisjäte-tarra sekä rasti kohtaan Muu erityisjäte ja teksti sikiö.

#### Lähetä

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetteeseen kirjataan raskausviikot, raskauden kulku, mahdolliset tehdyt tutkimukset ja niiden oleelliset löydökset, makroskooppiset havainnot sikiöstä ja istukasta sekä kysymyksenasettelu.

#### Menetelmä

Patologin suorittama sikiön makroskooppinen tutkimus obduktion tapaan. Istukka tutkitaan siitä annetun ohjeen mukaan. Sikiö ja istukka valokuvataan ja niistä otetaan näytteitä. Otetuista näytteistä parafiinitekniikka, hematoksyliini-eosiinivärjäys ja mikroskooppitutkimus.

### **Tulkinta/lausunto**

Ruumiinavauskertomusta vastaava lausunto makroskooppisista ja histologisista löydöksistä.

### **Huomautuksia**

Yli 500 g painavista ja/tai yli 22 viikon ikäisistä sikiöistä lähete on obduktiolähete (4069 Pt-Obd-1), mutta sikiön käsittely, lähetteen tekeminen sekä sikiön toimittaminen patologian yksikköön tehdään tämän ohjeen mukaan.