

Hirschsprungin tauti

4036 Ts-AKole

Patologia

Tiedustelut

Tekniikka:

014 2691240 Histologian laboratorio

Vastaukset:

014 2691540 Osastonsihteerit

Indikaatio

Hirschsprungin taudin (suolen aganglionoosin) diagnosoiminen.

Näyte

Paksusuolen biopsianäyte.

Näytteen Käsittely

Biopsianäyte/näytteet laitetaan välittömästi 10 % puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Formaliinia tulee olla vähintään 10 kertaa näytteen tilavuus.

Lähete

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti Lifecare-tietojärjestelmän kautta. Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu. Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä. **Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.**

Menetelmä

Parafiinitekniikka, hematoksyliini-eosiinivärjäys (sarjaleikkeet), immunohistokemiallinen kalretiniini-värjäys ja mikroskopointi.

Tulkinta/lausunto

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

Huomautuksia