

# Genomisen DNA:n eristys verinäytteestä

9943 B-NGS-D

## Patologia

### Tiedustelut

#### Tekniikka:

014 2691740 Molekyylibiologi

#### Vastaukset:

014 2691540 Osastonsihteerit

### Indikaatio

Veren genomista DNA näytettä voidaan käyttää ituradan geenivirheiden määrittämisessä sekä referenssinäytteenä potilaan syövän somaattista mutaatiota tutkittaessa.

### Näyte

EDTA-verinäyte 1 x 9 ml. Näyte lähetetään huoneenlämmössä. Pidempiaikaiseen säilytykseen suositellaan jääkaappilämpötilaa.

Näytteen mukaan liitetään [lähete](#). Sairaalan omat näytteet toimitetaan molekyylipatologian laboratorioon (patologian yksikkö) tai pyydetään noutamaan soittamalla numeroon 53537.

Lähetys: Keski-Suomen sairaala Nova, Molekyylipatologia, Patologian yksikkö M-1, Hoitajantie 3, 40620 Jyväskylä.

### Näytteen käsittely

EDTA-verinäyte toimitetaan patologian yksikköön sellaisenaan.

### Lähete

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti. Sairaanhoidopiirin ulkopuolelta tuleva tutkimuspyyntö tehdään erillisellä [läheteellä](#).

### **Menetelmä**

Genomisen DNA:n eristys veren valkosoluista.