

# Iho, immunofluoresenssitutkimus

4047 Sk-PAD-IF

## Patologia

### Tiedustelut

#### Tekniikka:

014 2691240 Histologian laboratorio

#### Vastaukset:

014 2691540 Osastonsihteerit

### Indikaatio

Immunoglobuliinien ja komplementin komponenttien osoittaminen ihon rakkulatautien ja lupus erythematosuksen diagnostiikassa ja tyypityksessä.

### Näyte

Stanssi- tai veitsibiopsia ihottumasta. Rakkulataudissa näyte otetaan rakkulan reunasta.

### Näytteen käsittely

Näytteet toimitetaan keittosuolalla kostutetun sideharsotaitoksen sisällä **välittömästi** patologian yksikköön.

### Lähetete

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

**Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.**

## Menetelmä

Jääleiketekniikka, suora immunofluoresenssivärjäys (IgA, IgG, IgM ja C3) sekä fluoresenssimikroskopia.

## Tulkinta/lausunto

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

## Huomautuksia

Tuorenäytteitä otetaan vastaan maanantaista perjantaihin klo 7.30 – 15.00. Poikkeavista ajoista on sovittava patologian yksikön kanssa erikseen soittamalla numeroon 51240.