

Kohdun limakalvon histologisen materiaalin tutkimus

6389 Ts-PADEndo

Patologia

Tiedustelut

Tekniikka:

014 2691240 Histologian laboratorio

Vastaukset:

014 2691540 Osastonsihteerit

Indikaatio

Kohdun runko-osan limakalvon kudoksenäytteet, kuten limakalvomateriaali (imunäyte, kaave), polyyppit, residuamateriaali sekä mahdolliset mukana tulleet myometriumlástut.

Jos endometriumbiopsia otetaan samassa yhteydessä muut kuin gynekologiset biopsiat, se lähetetään 6388 Ts-PADKolp -pyynnöllä, kuten muutkin gynekologiset biopsiat.

Näyte

Eri anatomisista kohdistä otetut näytteet on eriteltävä omiin purkkeihin.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytekupissa on liimattava potilastarra, jossa on viivakoodi ja näytenumero.

Näytteen käsittely

Näyte laitetaan välittömästi 10 % puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Formaliinia tulee olla vähintään 10 kertaa näytteen tilavuus.

Mikäli näytettä ei voida heti toimittaa patologian yksikköön, on formaliinissa oleva näyte säilytettävä huoneenlämmössä.

Patologian yksiköstä saa erikokoisia näytepurkkeja ja 10 % formaliinia.

Lähetete

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

Menetelmä

Parafiinitekniikka, hematoksyliini-eosiini värjäys, mikroskopointi ja muita erikoisvärjäyksiä patologin harkinnan mukaan.

Tulkinta/ lausunto

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

Huomautuksia