

# Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus

4764 Ts-PADColo

## Patologia

### Tiedustelut

**Tekniikka:**

014 2691040 Histologian laboratorio

**Vastaukset:**

014 2691540 Osastonsihteerit

### Indikaatio

Paksunsuolen muutosten diagnostiikka, erityisesti ulseratiivinen koliitti ja Crohnin tauti, muut tulehdukselliset tilat, polypit, adenoomat ja muut kasvainpäälyt.

### Näyte

Kolonoskopiassa tai sigmoideoskopiassa otetut näytteet: suolen eri alueilta otetut näytteet laitetaan omiin eriteltyihin näytepurkkeihinsa.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

Kolonoskopianäytepurkit numeroidaan mustalla tussilla.

Mikäli näytteet ovat kiireellisiä, merkitään punaisella tussilla K purkin kanteen.

### Näytteen käsittely

Näytteet laitetaan välittömästi 10 % puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Formaliinia tulee olla vähintään 10 kertaa näytteen tilavuus.

Mikäli näytettä ei voida heti toimittaa patologian yksikköön, on formaliinissa oleva näyte säilytettävä huoneenlämmössä.

Patologian yksiköstä saa erikokoisia näytepurkkeja ja 10 % formaliinia.

### **Lähetä**

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

**Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.**

### **Menetelmä**

Parafiinitekniikka, hematoksyliini-eosiinivärjäys, mikroskopointi ja muita erikoisvärjäyksiä tai molekyylipatologisia määrityksiä tarpeen mukaan.

### **Tulkinta/ lausunto**

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi)

### **Huomautuksia**