

Kudosnäyte, elektronimikroskooppien tutkimus

4052 Ts-PAD-EM

Patologia

Tiedustelut

Tekniikka:

014 2691340 Histologian laboratorio

Vastaukset:

014 2691540 Osastonsihteerit

Indikaatio

Munuaistaudeissa glomerulonefriittien tyypitys.

Ihotaudeissa rakkulatautien ja iktyoosien diagnostiikka.

Hengitysteiden värekarvojen sisärakenteen häiriöiden epäily.

Näyte

Munuaisen neulabiopsia, epäiltäessä glomerulaarista tai tyvikalvoa vaurioittavaa tautia näyte otetaan kuorikerroksesta.

Lihasnäyte n. 2x3 mm otetaan lihaksesta (fasciaa tai rasvaa ei tarvita).

Ihonäyte tulee pieniä kohtisuoraan epidermistä kohti.

Värekarvanäyte otetaan ylhäältä nenäkuorikon limakalvolta tai ison keuhkoputken limakalvolta. Värekarvanäytteitä ei tarvitse pieniä.

Näytteen käsittely

Näytteet toimitetaan keittosuolalla kostutetun sideharsotaitoksen sisällä **välittömästi** patologian yksikköön.

Lähetete

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu. Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

Lihasnäytteiden mukana on aina oltava erillinen lihasbiopsian [lisälähetete](#).

Menetelmä

Tutkimukset teetetään alihankintana Fimlab Laboratoriot Oy:n patologian laboratoriossa Tampereella tai HUSLAB:ssa Helsingissä.

Tulkinta/ lausunto

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

Huomautuksia

Tuorenäytteitä otetaan vastaan klo 7.30 – 15.00.