

Munuaisbiopsian histologinen tutkimus

4067 Ki-PAD

Patologia

Tiedustelut

Tekniikka:

014 2691240 Histologian laboratorio

Vastaukset:

014 2691540 Osastonsihteerit

Indikaatio

Munuaiskerästen (glomerulonefriitit), munuaisen välikudoksen ja verisuonten tautien biopsiadiagnostiikka.

Näyte

Näytteeksi otetaan kudoslieriö biopsianeulalla.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytekupissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

Näytteen käsittely

Biopsialieriö toimitetaan tuorenäytteenä fysiologisella keittosuolaliuoksella kostutetussa harsotaitoksessa välittömästi patologian yksikköön.

Lähte

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

Menetelmä

Tutkimus teetetään alihankintana HUSLAB:n transplantaatiolaboratoriossa Helsingissä.

Tulkinta/ lausunto

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

Huomautuksia

Tuorenäytteitä otetaan vastaan klo 7.30 – 14.00.

Perjantaina otettujen näytteiden on oltava patologian yksikössä viimeistään klo 12, jotta ne ehtivät virka-aikana Helsinkiin tutkittavaksi.