

# Rinnan paksuneulabiopsian histologinen tutkimus

6144 Ts-PADBrea

## Patologia

### Tiedustelut

#### **Tekniikka:**

014 2691040 Histologian laboratorio

#### **Vastaukset:**

014 2691540 Osastonsihteerit

### Indikaatio

Maitorauhasen tuumorien ja muiden muutosten diagnostiikka.

### Näyte

Maitorauhasen paksuneulabiopsia.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

### Näytteen käsittely

Näyte laitetaan välittömästi 10 % puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Formaliinia tulee olla vähintään 10 kertaa näytteen tilavuus.

Mikäli näytettä ei voida heti toimittaa patologian yksikköön, on formaliinissa oleva näyte säilytettävä huoneenlämmössä.

Patologian yksiköstä saa erikokoisia näytepurkkeja ja 10 % formaliinia.

### Lähetä

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Kalkkimuutosten biopsian yhteydessä mainitaan naulanäytteestä otetun preparaattikuvan löydös.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

**Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.**

### **Menetelmä**

Parafiinitekniikka, hematoksyliini-eosiini värjäys, mikroskopointi sekä patologin harkinnan mukaan erikoisvärjäyksiä. Syöpäkudoksesta tehdään ennustetekijätutkimukset (hormonireseptorit, HER-2, Ki-67).

### **Tulkinta/ lausunto**

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

### **Huomautuksia**