

Virtsan irtosolututkimus

4078 U-Syto-1

Patologia

Tiedustelut

Tekniikka:

014 2691588 Sytologian laboratorio

Vastaukset:

014 2691540 Osastonsihteerit

Indikaatio

Virtsateiden kasvaimen epäily, hoidon seuranta.

Näyte

Suosittelaa kolmea, peräkkäisinä päivinä puhtaasti laskettua keski- ja loppuvirtsaa (20-200 ml). Yövirtsa tai yli 4 h rakossa ollut virtsa ei kelpaa. Juominen ja liikunta edesauttavat solujen irtoamista.

Näytteenotto [asiakasohjeen](#) mukaisesti.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että näytteessä on liimattava potilastarra, jossa on näytteenumeron viivakoodi.

Näytteen käsittely

Näytteen käsittely [Toimintaohje näytteenottopisteisiin](#) mukaisesti.

Lähetä

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

Menetelmä

Sytosentrifugivalmiste, Papanicolaou -värjäys, mikroskopointi.

Tulkinta/lausunto

Maligniteettiaste, solujakautuma ja tarvittaessa lausunto.

Huomautuksia

Jos kyseessä on katetrivirtsa tai toimenpiteen yhteydessä otettu näyte, on siitä mainittava erikseen lähetteessä.